

クイックチェイサーFlu A、Bの  
新型インフルエンザウイルスとの反応性について

2009.10

本キットは以下の新型インフルエンザウイルス30株に反応することが確認されています。

亜型	株名	亜型	株名
Pandemic H1N1	A/Osaka/55/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/125/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/68/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/126/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/71/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/143/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/72/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/144/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/78/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/146/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/84/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/148/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/101/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/157/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/107/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/164/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/110/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/167/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/112/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/168/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/114/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/171/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/115/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/172/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/116/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/174/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/118/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/176/2009(H1N1)pdm
Pandemic H1N1	A/Osaka/119/2009(H1N1)pdm	Pandemic H1N1	A/Osaka/193/2009(H1N1)pdm

データ取得先：大阪府立公衆衛生研究所

株式会社 ミズホメディール 学術課