

電子添文改訂のお知らせ

2023年8月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子化された電子添文をご参照くださいますよう
宜しくお願い申し上げます。

記

マイコプラズマ抗原キット クイック チェイサー® Auto Myco

改訂部分抜粋（_____改訂）

| 改訂後(2023年8月改訂 第6版) | 改訂前(2022年7月改訂 第5版) |
|---|---|
| <p>この電子化された添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p> | <p>この添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p> |
| 【全般的な注意】 | 【全般的な注意】 |
| 3) <u>電子添文</u> 以外の使用方法については保証を致しません。 | 3) <u>添付文書</u> 以外の使用方法については保証を致しません。 |
| 6) 専用の分析測定機器の使用に際しては、必ずその <u>電子添文</u> 及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。 | 6) 専用の分析測定機器の使用に際しては、必ずその <u>添付文書</u> 及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。 |
| 【用法・用量（操作方法）】 | 【用法・用量（操作方法）】 |
| ●操作方法 ③試料滴下後、直ちに分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」(クイック チェイサー Immuno Reader 及びクイック チェイサー Immuno Reader II)のテストカートリッジ挿入口に挿入し、テストカートリッジ挿入口のカバーを閉じて下さい。 | ●操作方法 ③試料滴下後、直ちに分析測定機器「クイック チェイサー Immuno Reader シリーズ」(クイック チェイサー Immuno Reader 及びこれと同等の機能を有する <u>デ</u> ンシトメトリー分析装置)のテストカートリッジ挿入口に挿入し、テストカートリッジ挿入口のカバーを閉じて下さい。 |

以上