

『スマートジーン Myco』使用目的 追加のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、「スマートジーン® Myco」につきまして、下記ロットより【使用目的】に23SrRNA遺伝子ドメインV領域の
変異の検出を追加致しますので謹んでご案内申し上げます。

尚、その他の性能、価格、製品番号、JANコード等の変更はございません。

今後とも尚一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象商品

品 番	品 名	包装単位	JANコード
50110	スマートジーンMyco テストカートリッジ	5回用	4987537501100
50120	スマートジーンMyco 検体採取セット	10回用	4987537501209

2. 対象製造番号(ロット)

品番 50110 Lot.1021より／品番 50120 Lot.1021より

3. 測定結果表示画面例

変更後の測定結果表示画面例※



※Myco陽性、変異ありの例
※ソフトウェアバージョン 1.04以降

変更前の測定結果表示画面例※



※Myco陽性の例
※ソフトウェアバージョン 1.04以降

ご不明な点は弊社営業担当者または下記にお問合せ下さいますようお願い申し上げます。

営業企画部 TEL 0942(84)5494 FAX 0942(84)5490
東京営業所 TEL 03(3861)7447 FAX 03(3861)7448
大阪営業所 TEL 06(6458)5711 FAX 06(6458)5648
平日(土日祝日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

株式会社 ミズホメディー

本社 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4 TEL 0942(85)0303