

## 『スマートジーン Myco用 陽性コントロール』 仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、「スマートジーンMyco用 陽性コントロール」につきまして、下記ロットより標的配列に23SrRNA遺伝子ドメインV領域の変異を持たない配列から、変異を持つ配列の人工合成遺伝子に変更致しましたので謹んでご案内申し上げます。

尚、その他の性能、価格、製品番号、JANコード等の変更はございません。

今後とも尚一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 対象商品

品番	品名	包装単位	JANコード
59101	スマートジーンMyco用 陽性コントロール	5本	4987537591019

#### 2. 対象製造番号(ロット)

Lot.1011より

#### 3. 測定結果表示画面例



※試薬Lot.1021以降の画面  
※ソフトバージョン 1.04以降



※試薬Lot.1021以降の画面  
※ソフトバージョン 1.04以降

ご不明な点は弊社営業担当者または下記にお問合せ下さいますようお願い申し上げます。

営業企画部 TEL 0942(84)5494 FAX 0942(84)5490  
東京営業所 TEL 03(3861)7447 FAX 03(3861)7448  
大阪営業所 TEL 06(6458)5711 FAX 06(6458)5648  
平日(土日祝日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

株式会社 ミズホメディー

本社 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4 TEL 0942(85)0303