

電子添文改訂のお知らせ


2025年5月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu A,B

改訂部分抜粋（_____改訂）

改訂後(2025年5月改訂 第2版)	改訂前(2025年1月作成 第1版)
<p>【用法・用量（操作方法）】</p> <p>●抽出容器各部名称</p>  <p>※一時保管(数時間)する場合はフィルターにつけてご使用下さい。</p>	<p>【用法・用量（操作方法）】</p> <p>●抽出容器各部名称</p>  <p>※一時保管(数時間)する場合はフィルターにつけてご使用下さい。</p>
<p>【使用上又は取扱い上の注意】</p> <p>1)取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属のフィルターキャップには密封性はありません。輸送及び保存の目的には使用しないで下さい。</p>	<p>【使用上又は取扱い上の注意】</p> <p>1)取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属の青色キャップには密封性はありません。輸送及び保存の目的には使用しないで下さい。</p>
<p>【貯蔵方法・有効期間】</p> <p>・有効期間：<u>13</u> ヶ月(使用期限は外装に記載)</p>	<p>【貯蔵方法・有効期間】</p> <p>・有効期間：<u>9</u> ヶ月(使用期限は外装に記載)</p>
<p>【包装単位】</p> <p>・付属品 フィルターキャップ 10 個</p>	<p>【包装単位】</p> <p>・付属品 青色キャップ(抽出液の一時保管用) 10 個</p>

以上