

# 電子添文改訂のお知らせ

2023年8月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。  
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

SARS コロナウイルス抗原キット

## クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2

改訂部分抜粋（\_\_\_\_\_改訂）

改訂後（2023年8月改訂 第5版）	改訂前（2023年2月改訂 第4版）
<p>この電子化された添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p>	<p>この添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p>
<p><b>【全般的な注意】</b></p> <p>2) <u>電子添文</u>以外の使用方法については保証を致しません。</p>	<p><b>【全般的な注意】</b></p> <p>2) <u>添付文書</u>以外の使用方法については保証を致しません。</p>
<p>5) 専用の分析測定機器の使用に際しては、必ずその<u>電子添文</u>及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。</p>	<p>5) 専用の分析測定機器の使用に際しては、必ずその<u>添付文書</u>及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。</p>
<p><b>【形状・構造等（キットの構成）】</b></p> <p>2) 抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注) <u>クイック チェイサー®</u>の下記品目の抽出液は共通試薬です。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ <u>インフルエンザウイルスキット</u> クイック チェイサー® Auto Flu A,B (製造販売承認番号：22300AMX00568000)</li><li>・ <u>アデノウイルスキット</u> クイック チェイサー® Auto Adeno (製造販売承認番号：22500AMX00898000)</li><li>・ <u>RSウイルスキット・アデノウイルスキット</u> クイック チェイサー® Auto RSV/Adeno (製造販売承認番号：22700EZX00007000)</li><li>・ <u>SARS コロナウイルス抗原キット</u> クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2 (製造販売承認番号：30300EZX00023000)</li><li>・ <u>SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット</u> クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu (製造販売承認番号：30400EZX00099000)</li></ul>	<p><b>【形状・構造等（キットの構成）】</b></p> <p>2) 抽出液 界面活性剤を含む緩衝液</p>

改訂後（2023年8月改訂 第5版）				改訂前（2023年2月改訂 第4版）		
【用法・用量（操作方法）】				【用法・用量（操作方法）】		
●試料の調製				●試料の調製		
検体 製品名	鼻咽頭 ぬぐい液	鼻腔 <sup>※2</sup> ぬぐい液	唾液	検体 製品名	鼻咽頭ぬぐい液	鼻腔ぬぐい液 <sup>※2</sup>
SARS-CoV-2	○	○	○	SARS-CoV-2	○	○
Flu A,B	○	○	×	Flu A,B	○	○
RSV/Adeno	○ <sup>※1</sup>	×	×	RSV/Adeno	○ <sup>※1</sup>	×
適用検体：○ ※1 使用目的は「鼻腔ぬぐい液」として承認 ※2 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度挿入し採取した鼻腔ぬぐい液				適用検体：○ ※1 使用目的は「鼻腔ぬぐい液」として承認 ※2 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度挿入し採取した鼻腔ぬぐい液		
※表の変更						

以上