

電子添文改訂のお知らせ


2025 年 12 月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

RS ウイルスキット・アデノウイルスキット クイック チェイサー® Auto RSV/Adeno

改訂部分抜粋（_____改訂）

改訂後(2025 年 12 月改訂 第 8 版)	改訂前(2023 年 10 月改訂 第 7 版)																																																							
【形状・構造等（キットの構成）】 2)抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注)クイック チェイサー®の下記品目の抽出液は共通試薬です。 ・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto Flu A,B～ ・SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu (製造販売承認番号：30400EZX00099000) クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu A,B (製造販売承認番号：30700EZX00001000)	【形状・構造等（キットの構成）】 2)抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注)クイック チェイサー®の下記品目の抽出液は共通試薬です。 ・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto Flu A,B～ ・SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu (製造販売承認番号：30400EZX00099000)																																																							
【用法・用量（操作方法）】 ●抽出容器各部名称 	【用法・用量（操作方法）】 ●抽出容器各部名称 																																																							
●試料の調製 <table><tr><th>製品名</th><th>検 体</th><th>鼻腔ぬぐい液</th><th>咽頭ぬぐい液</th><th>鼻腔吸引液</th></tr><tr><td>RSV/Adeno</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Flu A,B</td><td></td><td>○※1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2</td><td></td><td>○※1</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2/Flu</td><td></td><td>○※1</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2/Flu A,B</td><td></td><td>○※1</td><td>×</td><td>×</td></tr></table> 適用検体：○ ※1 使用目的は「鼻咽頭ぬぐい液」として承認 表の変更	製品名	検 体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液	RSV/Adeno		○	○	○	Flu A,B		○※1	○	○	SARS-CoV-2		○※1	×	×	SARS-CoV-2/Flu		○※1	×	×	SARS-CoV-2/Flu A,B		○※1	×	×	●試料の調製 <table><tr><th>製品名</th><th>検 体</th><th>鼻腔ぬぐい液</th><th>咽頭ぬぐい液</th><th>鼻腔吸引液</th></tr><tr><td>RSV/Adeno</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Flu A,B</td><td></td><td>○※1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2</td><td></td><td>○※1</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2/Flu</td><td></td><td>○※1</td><td>×</td><td>×</td></tr></table> 適用検体：○ ※1 使用目的は「鼻咽頭ぬぐい液」として承認	製品名	検 体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液	RSV/Adeno		○	○	○	Flu A,B		○※1	○	○	SARS-CoV-2		○※1	×	×	SARS-CoV-2/Flu		○※1	×	×
製品名	検 体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液																																																				
RSV/Adeno		○	○	○																																																				
Flu A,B		○※1	○	○																																																				
SARS-CoV-2		○※1	×	×																																																				
SARS-CoV-2/Flu		○※1	×	×																																																				
SARS-CoV-2/Flu A,B		○※1	×	×																																																				
製品名	検 体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液																																																				
RSV/Adeno		○	○	○																																																				
Flu A,B		○※1	○	○																																																				
SARS-CoV-2		○※1	×	×																																																				
SARS-CoV-2/Flu		○※1	×	×																																																				

改訂後(2025 年 12 月改訂 第 8 版)	改訂前(2023 年 10 月改訂 第 7 版)
【使用上又は取扱い上の注意】	【使用上又は取扱い上の注意】
1)取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属の <u>フィルターキャップ</u> には密封性はありません。輸送及び保存の目的には使用しないで下さい。	1)取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属の <u>青色キャップ</u> には密封性はありません。輸送及び保存の目的には使用しないで下さい。
【包装単位】	【包装単位】
・ 付属品 <u>フィルターキャップ</u> …………… 10 個	・ 付属品 <u>青色キャップ(抽出液の一時保管用)</u> …………… 10 個

以上